

Endotrakealtub

Armerad, med kuff



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Endotrakealtub

Endotrakealtub för oral och nasal intubation för kontrollerad eller assisterad andning.

- Armerad
- Med kuff
- Steril
- Med Murphy-hål
- Med guide wire
- Engångs
- Användningstid: Enpatient, kan användas upp till 30 dagar, byt ut eller avlägsna endotrakealtuben senast var 30:e dag
- Lagring: Förvaras torrt undan solljus, förvaras i temperatur mellan -5°C och +40°C



Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / avdelningsförp.	Antal / transportförp.
44 000 20 030	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	3	10	10
44 000 20 040	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	4	10	10
44 000 20 050	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	5	10	10
44 000 20 060	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	6	10	10
44 000 20 070	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	7	10	10
44 000 20 080	Endotrakealtub armerad, med kuff utan ledare	8	10	10

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se