

Narkosmask ECOplus



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Narkosmask ECOplus

ECOplus narkosmasken har mjuka kanter och en anatomisk design som hjälper till att säkerställa att masken sitter tätt mot ansiktet. Masken har en klar yta för att förbättra synligheten. Produkten är DEHP-fri och latexfri. Färgkodning av olika storlekar gör det lättare att välja mask. ECOplus narkosmask är lätt och lätt att hantera och behagligt mjuk mot patientens ansikte.

- Anatomisk formad för att passa patienten väl
- Färgkod enligt storlek
- Tät, mjuk och behaglig i bruk
- Greppmönster på masken för ideal användarkänsla
- Ej steril
- Engångs
- Enpatient
- För barn och vuxna – finns i fem olika storlekar
- Material: PVC, polyester, rostfritt stål, PE

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Färg	Avsedd för	OD	Antal / fp
5148100001	Narkosmask ECOplus	1	Rosa	Litet barn	15 mm	50
5148100002	Narkosmask ECOplus	2	Röd	Barn	22 mm	50
5148100003	Narkosmask ECOplus	3	Gul	Vuxen	22 mm	50
5148100004	Narkosmask ECOplus	4	Vit	Vuxen	22 mm	50
5148100005	Narkosmask ECOplus	5	Blå	Vuxen	22 mm	50

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se