

VAMA Guide för fiberskop

Guide för fiberskop med bitskydd



VAMA Cannula är en guide för fiberskopet vid intubation av vuxna, den förhindrar även att patienten biter i skopet. Guiden kan användas tillsammans med intubationstuber av olika storlekar upp till 8 mm (inre diameter). Den passar för såväl sederade som icke-sederade patienter som är nedsövda eller vakna.

Intubationstuben förs på plats med hjälp av VAMA Cannulan, därefter förs fiberskopet ner. När skopet är på plats, tas ovan delen på guiden bort utan att skada eller röra intubationstuben.

- Latexfri
- Engångsprodukt
- Klar att användas

- Behaglig för såväl patient som läkare
- Lätt att använda
- Lasermärket styr fiberskopet i rätt riktning
- Lätt att avlägsna när intubationstuben är på plats
- Anatomiskt formad



Beställningsinformation

Produkt-nummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
VMA	Vama Cannula	10

when outcomes matter

Steripolar

Tel. 018-430 0980

| info@steripolar.se

| www.steripolar.se