

Medihoney™

# Manukahonung för naturlig sår- och hudvård

100%  
Manukahonung



*Ingen användnings-  
eller tidsbegränsning*

*Lämplig för barn  
och vuxna*

*Säker och  
naturlig sårvård*

*Dödar bakterier och  
minskar lukt*

*Lämplig för diabetiker  
och getingallergiker*

*Effektivt testat  
även mot biofilm*



when outcomes matter

**Steripolar**

Tel. 018-430 0980

info@steripolar.se

www.steripolar.se

## Medihoney™ antibakteriell medicinsk honung och antibakteriell sårgel

Medihoney enpatients tuber är kliniskt effektiva för att skapa en antibakteriell miljö som är effektiv mot ett brett spektrum av bakterier, inklusive antibiotika resistent organism. Medihoney innehåller 100% antibakteriell medicinsk honung. Den höga osmotiska sammansättningen gör att bakterier, endotoxiner och nekrotiska partiklar dras ur såret och stannar i förbandet.

## Antibakteriell medicinsk sårgel

Medihoney sårgel innehåller 80% antibakteriell honung med 20% naturliga vaxer för att ge hög viskositet som är lätt att applicera och att tvätta bort.

100%  
Manukahonung

80%  
Manukahonung



Natriumalginat

80%  
Manukahonung



## Medihoney™ Gel Sheet Antibakteriellt gelförband med medicinsk honung

Medihoney Gel Sheet skyddar såret genom att skapa en barriär mot sårpatogener, där antibiotikaresistenta stammar bildas, och minskar risken för infektion. Den osmotiska verkan ger en miljö där sårvätskan stannar i förbandet och minskar bakterier, endotoxiner och smuts vilket ger ett renare sår. Ett gelförband med Manukahonung ger mindre odör, minskad inflammationsrisk, ödem och sårsekret. Granulering och epithelialisation förbättras genom en optimal sår läkningsmiljö. Rekommenderas inte för torra sår.

Kalciumalginat

## Medihoney Apinate™ Antibakteriellt alginatförband med medicinsk honung

Medihoney alginatförband är ett icke självhäftande sår förband. Förbandet absorberar sårvätska och bildar en mjuk gel som ger en effektiv antibakteriell barriär och hämmar bakterietillväxt. Användningen av Medihoney alginatförband kan markant minska sårytans pH-värde. Skapandet av en sur miljö kan bidra till att minska proteasaktivitet, öka fibroblasteffekten och öka syrefrigivningen, varvid sår läkningen påskyndas.

95%  
Manukahonung



85%  
Manukahonung



## Medihoney™ tulleförband Antibakteriellt 3-lager förband med medicinsk honung

Ett kraftigt 3-lager tulleförband impregnerat med Manukahonung kan användas på både djupa och ytliga sår. Placera förbandet på sårytan och se till att förbandet är i kontakt med såret. Förbandet kan placeras sida vid sida för att täcka stora områden. Förbandet ska vid behov klippas med steril sax eller vikas så att den passar till formen på såret. Såret kan fyllas med Medihoney antibakteriell medicinsk honung innan tulleförbandet.

## Medihoney™ HCS hydrogelförband

Den superabsorberande polymeren i förbandet omvandlas från ett sekret till en gel, vilket gör borttagningen av förbandet smärtfritt. Förbandet lämnar heller inga rester på såret. Det tunna förbandet är bekvämt att bära och är även duschtåligt. Sårsläkning är lätt att följa genom förbandet.

## Medihoney™ HCS kirurgisk hydrogelförband

Den antiinflammatoriska effekten av Manukahonung i förbandet minskar postoperativ infektion. Även lämplig till för tidigt födda barn och pediatrika patienter.

63%  
Manukahonung



Kirurgiskt förband

## Medihoney™ barriärkräm

Medihoney barriärkräm hjälper till att behålla hudens barriäregenskaper och upprätthålla hudens fuktighet och pH-värde. Barriärkräm används på intakt och utsatt hud för att skydda mot vätska och fukt. Kan appliceras runt sår, hudveck och under inkontinensskydd där en skyddande barriär förhindrar hudskador.

## Medihoney™ dermakräm

Medihoney dermakräm hjälper till att upprätthålla hudens fuktighet och pH-värde. Krämen kan användas på stora hudområden och under kompression eller sårförband för att skydda intakt hud från nedbrytning och irritation på grund av torr hud eller friktion. Applicera på ren och torr hud tre gånger om dagen eller vid behov. Lämplig för användning på barn.

30%  
Manukahonung  
och 70% silikon,  
naturliga vaxer  
och extrakt



30%  
Manukahonung  
och 70%  
naturliga oljor  
och extrakt





## VAD ÄR MANUKAHONUNG?

Honung har använts för sårsläkning i tusentals år och studier<sup>1</sup> av växten Rose Myrtle i Nya Zeeland, dvs manukaväxtens blomma (*Leptospermum* sp.) är det som visats sig producera den unika antibakteriella honungen som är optimal för sårvård.

## MEDIHONEY™-SÅRVÅRDSKIT

Den 100% manukahonungen som används i Medihoneys sårvårdsprodukter renas genom gammasterilisering, som också tar bort eventuella allergiframkallande föroreningar från manukahonungen. Det finns inga dokumenterade allergiska reaktioner på användningen av Medihoney. Medihoneys sårvårdsserie stöds av mer än 200 kliniska studier som bevisar effektiviteten av Manukahonung i sårvård.

### ANTIMIKROBIELLA NIVÅER I MEDIHONEY-PRODUKTSORTIMENT

MGO  
> 355

UMF  
12+

| Produktnummer | Produktbeskrivning                                                    | Antal /<br>förpackning | Manukahonung ( <i>Leptospermum</i> sp.) innehåll |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 391           | Antibakteriell sårgel 10g/tub                                         | 20                     | Manukahonung 8 g                                 |
| 395           | Antibakteriell sårgel 20g/tub                                         | 5                      | Manukahonung 16 g                                |
| 398           | Antibakteriell medicinsk honung 20g/tub                               | 5                      | Manukahonung 20 g                                |
| 405MH         | Antibakteriell medicinsk honung 50g/tub                               | 1                      | Manukahonung 50 g                                |
| 798           | Antibakteriell Gel Sheet förband 5 x 5 cm                             | 10                     | Bindande 5,2 g, Manukahonung 4,16 g              |
| 799           | Antibakteriell Gel Sheet förband 10 x 10 cm                           | 10                     | Bindande 22,5 g, Manukahonung 18 g               |
| 795           | Antibakteriell Apinateförband 10 x 10 cm                              | 5                      | Bindande 28,3–31,7g, Manukahonung 27–29,9 g      |
| 793           | Antibakteriellt Apinateförband 1,9 x 30 cm                            | 5                      | Bindande 9,6–14,4 g, Manukahonung 9–13,5 g       |
| 797           | Tulleförband 5 x 5 cm (öppen 5 x 15 cm)                               | 5                      | Bindande 12–13,5 g, Manukahonung 10,85 g         |
| 796           | Tulleförband 10 x 10 cm (öppen 10 x 30 cm)                            | 5                      | Bindande 24,05–27 g, Manukahonung 21,70 g        |
| 780           | HCS hydrogelförband, 6 x 6 cm                                         | 10                     | Bindande 4,6 g, Manukahonung 2,9 g               |
| 781           | HCS hydrogelförband, 11 x 11 cm                                       | 10                     | Bindande 16,9 g, Manukahonung 10,7 g             |
| 784           | HCS hydrogelförband, 20 x 20 cm                                       | 5                      | Bindande 57,0 g, Manukahonung 35,9 g             |
| 785           | HCS hydrogelförband, 20 x 30 cm                                       | 2                      | Bindande 82 g, Manukahonung 51,7 g               |
| 782           | HCS hydrogelförband Kant, bindning 11 x 11 cm, sårdyna 7,2 x 7,2 cm   | 10                     | Bindande 7,5 g, Manukahonung 4,7 g               |
| 783           | HCS hydrogelförband Kant, bindning 15 x 15 cm, sårdyna 11,5 x 11,5 cm | 10                     | Bindande 19,6 g, Manukahonung 12,3 g             |
| 787           | HCS kirurgisk förband, 7,5 x 20 cm, sårdyna 4,5 x 16,5 cm             | 10                     | Bindande 8,8 g, Manukahonung 5,5 g               |
| 582           | Barriärkräm tub 50 g                                                  | 1                      | Manukahonung 15 g                                |
| 800           | Barriärkräm tub 2 g                                                   | 20                     | Manukahonung 0,6 g                               |
| 597           | Dermakräm tub 50g                                                     | 1                      | Manukahonung 15 g                                |

1. Medihoney- Du kan hitta den internationella referenslistan på Medihoneys produktsidor från [//www.integralife.com](http://www.integralife.com)

*when outcomes matter*

**Steripolar**

Tel. 018-430 0980

| [info@steripolar.se](mailto:info@steripolar.se)

| [www.steripolar.se](http://www.steripolar.se)