

15
16
17

1

Arterienklemmen
Präparierklemmen

Hemostatic Forceps
Dissecting Forceps

Pinzas hemostáticas
Pinzas para disección

Pinces hémostatiques
Pinces à dissection

Pinze emostatische
Pinze per dissezione

t
h
e

a
r
t

o
f

s
u
r
g
e
r
y





Atraumatische Bulldog-Klemmen Atraumatic Bulldog Clamps Clamps Bulldog atraumáticas Clamps Bulldog atraumatiques Pinze Bulldog atraumatiche

Ti


- geringes Gewicht
- korrosionsbeständig
- atraumatisch
- delikate Modelle
- differenzierte Schließkraft für Vene und Arterie

- light weight
- corrosion-resistant
- atraumatic
- delicate types
- different closing pressure for veins and arteries


- peso mínimo
- resistentes a la corrosión
- atraumaticas
- modelos delicados
- fuerza de cierre diferenciada para venas y arterias

- poids réduit
- résistants à la corrosion
- atraumatiques
- modèles délicats
- forces différentes de fermeture pour veines et pour artères

- peso mínimo
- resistenti alla corrosione
- atraumatiche
- modelli delicati
- forza di chiusura differenziata per vene ed arterie




schwache Schließkraft, **für Venen**
soft closing pressure, **for veins**
fuerza de cierre baja, **para venas**
force de fermeture faible, **pour veines**
forza di chiusura debole, **per vene**



starke Schließkraft, **für Arterien**
strong closing pressure, **for arteries**
fuerza de cierre alta, **para arterias**
force de fermeture forte, **pour artères**
forza di chiusura forte, **per arterie**



15.04.30



15.05.30



15.07.30

3 cm – 1 1/8"



15.04.31



15.05.31




15.07.31

3 cm – 1 1/8"





15.04.35



15.05.35




15.07.35

3,5 cm – 1⅜"



15.04.36



15.05.36



15.07.36

3,5 cm – 1⅜"



15.04.40



15.05.40



15.07.40

4 cm – 1½"



15.04.41



15.05.41



15.07.41


4 cm – 1½"



15.04.50



15.05.50



15.07.50

5 cm – 2"



15.04.51



15.05.51



15.07.51

5 cm – 2"




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche

Bulldog-Klemmen
 Bulldog clamps
 Clamps Bulldog
 Clamps Bulldog
 Pinze Bulldog



15.10.08
 4,5 cm – 1¾"



15.10.12
 5 cm – 2"



15.10.16
 5,5 cm – 2⅛"


Diethrich

Gewicht: 3 g
 Weight: 3 g
 Peso: 3 g
 Poids: 3 g
 Peso: 3 g


Schließdruck: 100 g
 Closing pressure: 100 g
 Presión de cierre: 100 g
 Force de fermeture: 100 g
 Pressione di chiusura: 100 g



15.11.08
 4,5 cm – 1¾"



15.11.12
 5 cm – 2"



15.11.16
 5,5 cm – 2⅛"

Diethrich





Bulldog-Klemmen
 Bulldog clamps
 Clamps Bulldog
 Clamps Bulldog
 Pinze Bulldog



15.10.38
 3,8 cm – 1½"



15.10.51
 5,1 cm – 2"

Dieffenbach



15.11.38
 3,8 cm – 1½"



15.11.51
 5,1 cm – 2"

Dieffenbach



15.12.35
 3,5 cm – 1⅜"



15.12.55
 5,5 cm – 2⅛"

Dieffenbach



15.13.35
 3,5 cm – 1⅜"



15.13.55
 5,5 cm – 2⅛"

Dieffenbach




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche

Bulldog-Klemmen
 Bulldog clamps
 Clamps Bulldog
 Clamps Bulldog
 Pinze Bulldog



15.15.38
 3,8 cm – 1½"



15.15.51
 5,1 cm – 2"

Johns-Hopkins



15.15.57
 5,7 cm – 2¼"



15.15.63
 6,3 cm – 2½"

Johns-Hopkins



15.15.70
 7 cm – 2¾"




15.15.76
 7,6 cm – 3"

Johns-Hopkins




15.15.89
 8,9 cm – 3½"
Johns-Hopkins





15.16.07 7,5 cm – 3"
15.16.08 8,5 cm – 3³/₈"
15.16.10 10,5 cm – 4¹/₈"
15.16.12 12,0 cm – 4³/₄"

DeBakey "AT"



15.17.07 7,0 cm – 2³/₄"
15.17.08 8,0 cm – 3¹/₈"
15.17.10 10,0 cm – 4"
15.17.12 11,5 cm – 4¹/₂"

DeBakey "AT"

Bulldog-Klemmen
 Bulldog clamps
 Clamps Bulldog
 Clamps Bulldog
 Pinze Bulldog



15.18.07 7 cm – 2³/₄"
15.18.08 8 cm – 3¹/₈"
15.18.09 9 cm – 3¹/₂"
15.18.11 11 cm – 4³/₈"
Glover "AT"



15.19.07 6,5 cm – 2¹/₂"
15.19.08 7,5 cm – 3"
15.19.09 8,5 cm – 3³/₈"
15.19.11 10,5 cm – 4¹/₈"
Glover "AT"




15.19.55
 5 cm – 2"
Glover "AT"



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche


Bulldog-Klemmen
 Bulldog clamps
 Clamps Bulldog
 Clamps Bulldog
 Pinze Bulldog




15.19.58
 6 cm – 2 $\frac{3}{8}$ "
DeBakey "AT"



15.19.59
 11,5 cm – 4 $\frac{1}{2}$ "
DeBakey "AT"




15.19.60
 8 cm – 3 $\frac{1}{8}$ "
DeBakey "AT"




Gregory "AT"


15.15.91
 11 cm – 4 $\frac{3}{8}$ "



15.15.92
 12 cm – 4 $\frac{3}{4}$ "



11 cm – 4 $\frac{3}{8}$ "
Gregory "AT"





15.15.94 **15.15.95**






15.19.93
24,5 cm – 9³/₄"
Johns-Hopkins



Anlegezange für Johns-Hopkins und DeBakey Bulldogklemmen
Applying forceps for Johns-Hopkins and DeBakey Bulldog clamps
Pinza para aplicar clamps Bulldog según Johns-Hopkins y DeBakey
Pince pour poser les clamps Bulldog de Johns-Hopkins et de DeBakey
Pinza per applicare le pinze Bulldog di Johns-Hopkins e di DeBakey




Unterbindungspinzette
Ligature forceps
Pinza para ligaduras
Pince à ligature
Pinza per legatura


15.05.13
13 cm – 5¹/₈"
Fricke




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



14 cm – 5½"
Kocher-Baby




14 cm – 5½"
Crile-Baby




14 cm – 5½"
Pean-Baby






15.30.09



15.31.09

10 cm – 4"
Micro-Hartmann



15.32.11



15.33.11

11 cm – 4³/₈"
Carrel (Reynolds)




15.32.09



15.33.09

10 cm – 4"
**Hartmann
(Baby-Mosquito)**



15.34.09




15.35.09

10 cm – 4"
**Hartmann
(Baby-Mosquito)**



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



15.40.12




15.41.12

12,5 cm – 5"
Micro-Halsted




15.42.12



15.43.12

12,5 cm – 5"
Micro-Halsted




15.40.82



15.41.82

12,5 cm – 5"
Micro-Jacobson




15.40.84




15.41.84

12,5 cm – 5"
Micro-Jacobson
(Koshima)





10 cm – 4"



12,5 cm – 5"


- superfeine Modelle
- höchste Präzision
- geringes Gewicht

- modelos super finos
- máxima precisión
- peso mínimo

- modelli molto delicati
- alta precisione
- peso minimo

- ultra delicate models
- highest precision
- light weight


- modèles superfins
- précision maximum
- poids réduit



12,5 cm – 5"

Halsted-Mosquito

* Titan
 Titanium
 Titanio
 Titane
 Titanio




12,5 cm – 5"

Halsted-Mosquito

* Titan
 Titanium
 Titanio
 Titane
 Titanio



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



15.44.14



15.45.14

14 cm – 5½"
Halsted-Mosquito



15.44.42




15.45.42

12,5 cm – 5"
Mosquito "AT"



15.44.82





15.45.82

12,5 cm – 5"
Medicon-Packer
(Skillman)



15.68.13
13 cm – 5⅛"
Terrier





15.50.14



15.51.14

14 cm – 5½"

Providence-Hospital



15.52.14




15.53.14

14 cm – 5½"

Providence-Hospital



15.56.15




15.57.15

15 cm – 6"

Leriche



15.58.15




15.59.15

15 cm – 6"

Leriche




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




14 cm – 5½"

Kelly




16 cm – 6¼"

Rankin-Kelly



14 cm – 5½"


Crile



14 cm – 5½"

Crile





16 cm – 6 1/4"
Rankin-Crile

15.72.16





15.73.16



16 cm – 6 1/4"
Rankin-Crile

15.72.66





15.73.66



Coller-Crile

15.72.84

14 cm – 5 1/2"




15.72.86

16 cm – 6 1/4"



15.73.84

14 cm – 5 1/2"



15.73.86

16 cm – 6 1/4"



Coller-Crile

15.73.96

16 cm – 6 1/4"



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



15.76.13
 13 cm – 5 1/8"



15.76.14
 14 cm – 5 1/2"



15.76.16
 16 cm – 6 1/4"



15.76.18
 18 cm – 7 1/8"




15.76.20
 20 cm – 8"



15.76.22
 22 cm – 8 3/4"


Spencer-Wells



15.77.13
 13 cm – 5 1/8"




15.77.14
 14 cm – 5 1/2"




15.77.16
 16 cm – 6 1/4"



15.77.18
 18 cm – 7 1/8"



15.77.20
 20 cm – 8"



15.77.22
 22 cm – 8 3/4"

Spencer-Wells






15.84.16
16 cm – 6¼"

15.84.20
20 cm – 8"


Allen-Kocher



16.06.14
14 cm – 5½"

16.06.16
16 cm – 6¼"

Pean




16.10.13
13 cm – 5⅛"

16.10.14
14 cm – 5½"

16.11.13
13 cm – 5⅛"

16.11.14
14 cm – 5½"

Pean



16.10.44

16.11.44


14 cm – 5½"
Pean "AT"



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




Rochester-Pean



16.10.16	16.10.18	16.10.20	16.10.22	16.10.24	16.10.26
16 cm – 6¼"	18 cm – 7⅛"	20 cm – 8"	22 cm – 8¾"	24 cm – 9½"	26 cm – 10¼"




Rochester-Pean




16.11.16	16.11.18	16.11.20	16.11.22	16.11.24	16.11.26
16 cm – 6¼"	18 cm – 7⅛"	20 cm – 8"	22 cm – 8¾"	24 cm – 9½"	26 cm – 10¼"






DeBakey-Pean "AT"


16.10.50
20 cm – 8"




16.10.56
26,5 cm – 10½"




16.10.58
28 cm – 11"




16.11.50
20 cm – 8"



16.11.56
26 cm – 10¼"






16.11.58
27,5 cm – 10¾"




www.medicon.de




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche





16.11.97
 12,5 cm – 5"
Raimondi

Kopfhautklemmen
 Scalp forceps
 Pinzas para cuero cabelludo
 Pinces pour cuir chevelu
 Pinze per cuoio capelluto



16.11.98
 12,5 cm – 5"
Hoen




16.12.13
 13 cm – 5 1/8"




16.12.14
 14 cm – 5 1/2"



Kocher




16.13.13
 13 cm – 5 1/8"




16.13.14
 14 cm – 5 1/2"




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




16.12.16
 16 cm – 6¼"




16.12.18
 18 cm – 7⅛"




16.12.20
 20 cm – 8"



16.12.22
 22 cm – 8¾"



16.12.24
 24 cm – 9½"




16.12.26
 26 cm – 10¼"


Rochester-Ochsner



16.13.16
 16 cm – 6¼"



16.13.18
 18 cm – 7⅛"




16.13.20
 20 cm – 8"



16.13.22
 22 cm – 8¾"




16.13.24
 24 cm – 9½"




16.13.26
 26 cm – 10¼"

Rochester-Ochsner






16.12.85
15 cm – 6"
Lovelace



16.12.96
16 cm – 6¼"
Dixon-Lovelace




16.12.86

16.13.86


16 cm – 6¼"
Ochsner-Dixon



16.14.18
18 cm – 7⅞"




16.14.20
20 cm – 8"




16.14.24
24 cm – 9½"


**Olivecrona
(Crafoord)**



16.15.18
18 cm – 7⅞"



16.15.20
20 cm – 8"




16.15.24
24 cm – 9½"


**Crafoord
(Coller)**



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



16.14.72



16.15.72

22 cm – 8¾"
Roberts



16.14.74



16.15.74

24 cm – 9½"
Sarot







24 cm – 9½"
Crafoord-Sellers



16.15.92



16.15.93



16.15.94






Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



16.20.12
 12,5 cm – 5"



16.20.14
 14 cm – 5½"



16.20.16
 16 cm – 6¼"



16.20.18
 18 cm – 7⅛"




16.22.12
 12,5 cm – 5"




16.22.14
 14 cm – 5½"

Pean

Pean




16.23.14
 14 cm – 5½"
Pean





16.24.14
 14 cm – 5½"
Kocher



16.25.14
 14 cm – 5½"
Kocher





Moynihan

Holzbach

Faure



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



16.35.24
25 cm – 10"
Wertheim



16.35.25
25 cm – 10"
Wertheim




16.35.43
23 cm – 9"
Wertheim



Wertheim "AT"

Parametrium Klemmen
Parametrium clamps
Pinzas para parametrio
Pinces pour paramétrium
Pinze per parametrio




16.35.35
19,5 cm – 7¾"

16.35.34
20,5 cm – 8"

16.35.33
21,5 cm – 8½"

16.35.31
22 cm – 8¾"

16.35.30
22 cm – 8¾"



16.35.55
23 cm – 9"

16.35.54
23,5 cm – 9¼"

16.35.53
24 cm – 9½"

16.35.51
24,5 cm – 9¾"

16.35.50
25 cm – 10"



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




Carmalt



16.36.16
 16 cm – 6¼"



16.36.20
 20 cm – 8"



16.36.23
 23 cm – 9"




16.37.16
 16 cm – 6¼"




16.37.20
 20 cm – 8"






16.37.23
 23 cm – 9"



16,5 cm – 6½"
Ferguson



16.38.16



16.39.16




16.37.27
 27 cm – 10¾"
Harrington







18 cm – 7 1/8"
Halsted (Adson)

16.40.18 **16.41.18**




Adson

16.40.19 **16.40.21** **16.41.19** **16.41.21**
18,5 cm – 7 1/4" 21 cm – 8 1/4" 18,5 cm – 7 1/4" 21 cm – 8 1/4"




18 cm – 7 1/8"
Jacobson-micro

16.40.88 **16.41.88** **16.41.89**






18 cm – 7 1/8"
Halsted (Adson)

16.42.18 **16.43.18**





Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche







Heiss



16.50.20
21 cm – 8¼"




16.51.20
21 cm – 8¼"




16.51.21
21 cm – 8¼"



16.50.24
24 cm – 9½"




16.51.24
24 cm – 9½"



16.51.25
24 cm – 9½"



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



16.51.90
20 cm – 8"

16.51.94
23 cm – 9"


Heiss




16.51.97
27 cm – 10¾"
Meeker




16.61.19
19 cm – 7½"
Fuchsig




Overholt-slim




16.64.18
18,5 cm – 7¼"




16.64.20
20,5 cm – 8"




16.64.21
21 cm – 8¼"




16.64.22
21,5 cm – 8½"




24 cm – 9½"
Overholt-Miotti



16.66.23



16.66.24




16.65.13
13,5 cm – 5⅜"
Overholt-Baby



Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



**Overholt-
Geissendoerfer**




16.65.19
19 cm – 7½"

16.65.21
21,5 cm – 8½"

16.65.22
22,5 cm – 9"

16.65.27
27 cm – 10¾"

16.65.28
28 cm – 11"



16.65.70
20,5 cm – 8"

16.65.71
21 cm – 8¼"

16.65.72
22,5 cm – 9"

16.65.73
23,5 cm – 9¼"

16.65.76
26 cm – 10¼"


16.65.77
27 cm – 10¾"

16.65.78
27,5 cm – 10¾"





Overholt
Fino




16.66.30
22 cm – 8¾"

16.66.31
21,5 cm – 8½"

16.66.32
22,5 cm – 9"

16.66.33
23 cm – 9"

16.66.34
23 cm – 9"



16.66.35
26,5 cm – 10½"

16.66.36
27,5 cm – 10¾"

16.66.37
29,5 cm – 11½"

16.66.38
29,5 cm – 11½"

16.66.39
30 cm – 11¾"


feines Modell
delicate pattern
modelo delicado
modèle délicat
modello delicato




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




28 cm – 11"
Zenker



16.65.90




16.65.91




16.65.93




23 cm – 9"
Rumel




16.67.60




16.67.61



16.67.62



16.67.63



16.67.64





Bengolea




16.56.20
20 cm – 8"



16.56.23
23 cm – 9"



16.57.20
20 cm – 8"



16.57.23
23 cm – 9"

16.57.26
26 cm – 10¼"




Bengolea




16.58.20
20 cm – 8"



16.58.23
23 cm – 9"



16.59.20
20 cm – 8"



16.59.23
23 cm – 9"

16.59.26
26 cm – 10¼"




Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche




Bengolea



16.76.20
 20 cm – 8"



16.76.23
 23 cm – 9"



16.77.20
 20 cm – 8"




16.77.23
 23 cm – 9"

16.77.26
 26 cm – 10¼"



Bengolea



16.78.20
 20 cm – 8"



16.78.23
 23 cm – 9"







16.79.20
 20 cm – 8"



16.79.23
 23 cm – 9"


16.79.26
 26 cm – 10¼"








Arterienklemmen
Hemostatic Forceps
Pinzas hemostáticas
Pinces hémostatiques
Pinze emostatiche



16.85.28
 18,5 cm – 7¼"
Mikulicz


Peritoneumklemmen
 Peritoneum forceps
 Pinzas para peritoneo
 Pinces à péritoine
 Pinze per peritoneo




16.85.38
 18 cm – 7⅛"
Mikulicz



16.85.40
 20 cm – 8"
Mikulicz




16.85.41



16.85.60
 20 cm – 8"
Mikulicz





17.02.14
 14 cm – 5½"




17.06.89
 19 cm – 7½"
Lahey



Adson-Baby




17.05.14
 14 cm – 5½"



17.05.19
 19 cm – 7½"



Mixer-Baby




17.06.14
 14 cm – 5½"




17.06.19
 19 cm – 7½"



**Präparierklemmen
Dissecting Forceps
Pinzas para disección
Pinces à dissection
Pinze per dissezione**



17.07.18
18 cm – 7 1/8"




17.07.23
23 cm – 9"

Mixer



17.07.36
16 cm – 6 1/4"



17.07.40
20 cm – 8"

Rochester-Mixer



17.07.45
20 cm – 8"
Johns-Hopkins



17.07.50
20 cm – 8"
O'Shaugnessy






17.07.60
 21 cm – 8¼"
Overholt-Mixer




17.07.70
 20 cm – 8"
Wikstroem




17.07.75 25 cm – 10"
17.07.77 27 cm – 10¼"
Mixer-Crafoord




**Präparierklemmen
Dissecting Forceps
Pinzas para disección
Pinces à dissection
Pinze per dissezione**




Gemini




17.08.14
14 cm – 5½"



17.08.18
18 cm – 7⅛"




17.08.20
21 cm – 8¼"



Gemini



17.08.23
23 cm – 9"



17.08.27
27 cm – 10¾"



17.10.19
 19 cm – 7½"

Lahey-Sweet




17.11.19
 19 cm – 7½"

Lahey


17.11.23
 23 cm – 9"




Mixer



17.12.19
 19 cm – 7½"



17.12.22
 22 cm – 8¾"



17.12.25 25 cm – 10"
17.12.27 27 cm – 10¾"
17.12.29 29 cm – 11¾"



**Präparierklemmen
Dissecting Forceps
Pinzas para disección
Pinces à dissection
Pinze per dissezione**




17.12.35
20 cm – 8"
DeBaKey-Mixter



17.21.80
22 cm – 8¾"
Brunschwig




17.21.50
Schnidt
(Boettcher)



17.21.55
Schnidt
(Sawtell)



17.21.51
Schnidt
(Boettcher)



17.21.56
Schnidt
(Sawtell)

19 cm – 7½"

19 cm – 7½"

