



2.0

Titan-Schrauben für MINI-System mit Werkzeug**Titanium Screws for MINI System with Tools****Tornillos de titanio para sistema MINI con sus respectivos instrumentos****Vis en titane pour système MINI avec outils****Viti in titanio per sistema MINI con strumentario****“POWER GRIP”**

Schraubenkopf mit Kreuzschlitz
Screw head with cross slot
Tornillo de cabeza ranurada en cruz
Tête de vis avec fente cruciforme
Testa della vite con taglio a croce



Verpackungseinheit 10 Schrauben im Magazin (nicht steril).
Packing unit 10 screws in storage tray (non-sterile).
Paquete de 10 tornillos en cartucho (no estéril).
Emballage unitaire de 10 vis en cartouche (non stériles).
Confezione da 10 viti nella cartuccia (non sterile).

Spiralbohrer
Twist drills
Brocas espirales
Forets hélicoïdaux
Perforatori elicoidali



Ansatz
Shank end
Talón
Embout
Attacco




	4	5	5,5 - 6	5,5 - 6	7 - 11	13 - 17	13 - 17	13 - 17	19
a =	4 mm	5 mm	7 mm		11 mm	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm
b =	42 mm	44 mm	44 mm		44 mm	50 mm	70 mm	105 mm	115 mm
	68.78.00	68.78.02	68.76.64		68.76.73	68.76.88	68.76.63	68.76.20	68.76.84
a =	4 mm	5 mm	6,5 mm	6,5 mm	11 mm				
b =	25 mm	34 mm	18 mm	34 mm	44 mm				
	68.78.01	68.78.03	68.78.98	68.78.99	68.79.89				




Bei harter Kortikalis oder Fixation kleiner Knochenfragmente wird ein Vorbohren empfohlen.
In case of hard cortical bone substance or fixation of small bone fragments we recommend pre-drilling.
En caso de una cortical dura o de la fijación de fragmentos pequeños recomendamos el pretaladro.
Pour le cas où la corticale serait trop dure ou pour la fixation de petits fragments osseux, nous recommandons un préforage.
In presenza di una corticale molto dura oppure per la fissazione di piccoli frammenti consigliamo di perforare prima dell'inserimento della vite.



Verpackungseinheit "X" Stück
Packing unit "X" pieces
Paquete de "X" unidades
Emballage de "X" pièces
Confezione da "X" pezzi



Selbstbohend
Self-drilling
Autoperforante
Autoperforante
Autoperforante



Selbstschneidend
Self-tapping
Autoroscante
Autotaraudeuse
Autofilettante




ultra scharfes Gewinde
ultra sharp thread
rosca súper cortante
filetage ultra-tranchant
filetto super tagliente

feines Gewinde
fine thread
rosca más fina
filetage fin
filettatura più fina




c	Self-drilling P ₁₀ Ø 2,0 mm	Self-drilling with sharp thread P ₁₀ Ø 2,0 mm	Self-tapping P ₁₀ Ø 2,0 mm	Self-tapping with fine thread P ₁₀ Ø 2,0 mm	Self-tapping with locking P ₁₀ Ø 2,0 mm	Emergency screw P ₁₀ Ø 2,3 mm
4,0 mm			68.94.00A	68.94.44A		
5,0 mm	68.94.15A	68.94.15C				
5,5 mm			68.94.01A	68.94.45A		68.94.09A
6,0 mm	68.94.16A	68.94.16C				
7,0 mm	68.94.17A	68.94.17C	68.94.02A	68.94.47A	68.94.90A	68.94.10A
8,0 mm		68.94.18C				
9,0 mm	68.94.19A	68.94.19C	68.94.03A	68.94.49A	68.94.96A	
11,0 mm			68.94.04A		68.94.91A	68.94.11A
13,0 mm			68.94.05A		68.94.92A	
15,0 mm			68.94.06A		68.94.93A	
17,0 mm			68.94.07A		68.94.94A	
19,0 mm			68.94.08A		68.94.95A	68.94.12A

Schraubendreher
Screwdrivers
Destornilladores
Tournevis
Cacciavite



Selbstschneidend mit Verblockung
Self-tapping with locking
Autoroscante con blocco
Autotaraudeuse avec blocage
Autofilettante con bloccaggio



Notfallschraube (selbstschneidend)
Emergency screw (self-tapping)
Tornillo de emergencia (autoroscante)
Vis d'urgence (autotaraudeuse)
Vite d'emergenza (autofilettante)