


Tempkateter Foley



Steripolar
Taking care further


Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banybrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande *Taking care further* i vårt dagliga arbete.

Tempkateter Foley

Tempkateter Foley för urintappning och kontinuerlig temperaturmätning via urinblåsan. Med optimerad design för bästa patientkomfort. Tempkabeln är lätt att ta bort från I/F-kabeln och passar till de flesta interfacekablar.

Egenskaper

- 100% silikon för att minimera risken för uretrit
- MR-kompatibel – 3.0 Tesla
- Nelatonspets
- Färgkodade katetrar
- Latexfri
- Komplett sortiment från 8Fr–24Fr
- Steril
- Kuffas med sterilt vatten
- Liggtid upp till 28 dagar (alt. enligt lokala rutiner)
- Mätnoggrannhet: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ (25°C – 45°C)
- Kompatibel med YSI 400-serien



Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Kuffvolym	Längd	Antal / förpackning
8Fr	Tempkateter Foley, 8Fr	3–5 ml	310 mm	10
10Fr	Tempkateter Foley, 10Fr	3–5 ml	310 mm	10
12Fr	Tempkateter Foley, 12Fr	5–10 ml	420 mm	10
14Fr	Tempkateter Foley, 14Fr	5–10 ml	420 mm	10
16Fr	Tempkateter Foley, 16Fr	5–15 ml	420 mm	10
18Fr	Tempkateter Foley, 18Fr	5–15 ml	420 mm	10
20Fr	Tempkateter Foley, 20Fr	5–15 ml	420 mm	10
22Fr	Tempkateter Foley, 22Fr	5–15 ml	420 mm	10
24Fr	Tempkateter Foley, 24Fr	5–15 ml	420 mm	10
XT-9092-300	Anslutningskabel 3 m			1
XT-9092-500	Anslutningskabel 5 m			1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se