

Optima

Trakeostomikanyler



Steripolar

Taking care further

Optima trakeostomikanyler har en transparent ytterkanyl med en 15 mm-koppling och består av ett flexibelt, värmekänsligt material. Kanylerna är lätta och består av nedbrytbart, latexfritt och DEHP-fritt material.

Ytterkanylens böjningsgrad är 105°. Optima trakeostomikanyler finns i fem vuxenstorlekar och kommer i olika produktversioner.

Optima trakeostomikanyler utan lågtryckskuff

- För patienter som inte längre behöver kanyl med kuff
- För permanent användning efter trakeostomi eller laryngektomi
- Vid röntgen
- Kan användas upp till 6 månader
- Optima Voice – fenestrerad trakeostomikanyl till patienter med bibehållen stämbandsfunktion, fenestring ökar luftflödet förbi stämbanden och underlättar tal
- Optima Voice inkluderar även dekanyleringshatt och talventil


Alla set inkluderar nackband och obturator

Optima trakeostomikanyler med lågtryckskuff


- För ventilerade patienter
- Till patienter med hypersalivation
- För patienter med risk för aspiration
- Kan användas upp till 29 dagar
- Ytterkanyl med lågtryckskuff
- Optima Voice och Optima Suction Voice inkluderar även dekanyleringshatt och talventil
- Optima Suction och Optima Suction Voice inkluderar även sugkopplingsstycke



Optima Basic	Optima Voice
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband och obturator	



Optima Basic Cuff	Optima Voice Cuff
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband och obturator	



Optima Suction	Optima Suction Voice
Utan talfunktion	Med talfunktion
Transparent innerkanyl	Röd, fenestrerad innerkanyl
Vit, röntgentät innerkanyl	
Inkl. nackband, obturator och sugkopplingsstycke	



Nackband



Obturator



Talventil



Dekanyleringshatt



Sugkopplingsstycke

Produktsortiment

Optima				
Utan kuff:				
Utan talfunktion	Optima Basic			
Med talfunktion	Optima Voice	X		
Med kuff:				
Utan talfunktion	Optima Basic Cuff		X	
Med talfunktion	Optima Voice Cuff	X	X	
Med kuff och subglottisk sugfunktion:				
Utan talfunktion	Optima Suction		X	X
Med talfunktion	Optima Suction Voice	X	X	X


 Med talfunktion
 Med lågtryckskuff
 Med subglottisk sugfunktion

Storlekar och längder

Storlekarna på trakeostomikanylerna baserar sig på den europeiska standarden DIN EN ISO 5366-1 (ekvivalent till ISO 5366-1).

Storlek	ID _{OC}	OD	ID _{IC}	Ln	Lb	Lågtryckskuff
6	6,0	9,2	4,4	64,5	73	20
7	7,0	10,5	5,4	70,0	79	22
8	8,0	11,6	6,4	75,5	87	26
9	9,0	12,6	7,4	81,0	93	30
10	10,0	13,6	8,4	87,5	100	30

Alla uppgifter i mm



Lb = längd uppmätt på ytterkurvan
 Ln = längd uppmätt på medellinjen
 ID_{OC} = ytterkanylens innerdiameter i mm i kanylspetsen
 ID_{IC} = innerkanylens innerdiameter i mm i kanylspetsen

Optima innerkanyler finns som...



Transparent
För förbättrad
sekretionsbedömning



Röd, fenestrerad
Möjliggör tal tillsammans
med en talventil



Vit, röntgentät
För att kontrollera
positionen

Transparent	Röd, fenestrerad	Vit, röntgentät	Storlek	Antal / förpackning
102018	102028	102038	6	5
102019	102029	102039	7	5
102020	102030	102040	8	5
102021	102031	102041	9	5
102022	102032	102042	10	5

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
102013	Trakeostomikanyl Optima Basic utan kuff, storlek 6	1
102014	Trakeostomikanyl Optima Basic utan kuff, storlek 7	1
102015	Trakeostomikanyl Optima Basic utan kuff, storlek 8	1
102016	Trakeostomikanyl Optima Basic utan kuff, storlek 9	1
102017	Trakeostomikanyl Optima Basic utan kuff, storlek 10	1
102023	Trakeostomikanyl Optima Basic med kuff, storlek 6	1
102024	Trakeostomikanyl Optima Basic med kuff, storlek 7	1
102025	Trakeostomikanyl Optima Basic med kuff, storlek 8	1
102026	Trakeostomikanyl Optima Basic med kuff, storlek 9	1
102027	Trakeostomikanyl Optima Basic med kuff, storlek 10	1
102033	Trakeostomikanyl Optima Voice utan kuff, storlek 6	1
102034	Trakeostomikanyl Optima Voice utan kuff, storlek 7	1
102035	Trakeostomikanyl Optima Voice utan kuff, storlek 8	1
102036	Trakeostomikanyl Optima Voice utan kuff, storlek 9	1
102037	Trakeostomikanyl Optima Voice utan kuff, storlek 10	1
102043	Trakeostomikanyl Optima Voice Cuff med kuff, storlek 6	1
102044	Trakeostomikanyl Optima Voice Cuff med kuff, storlek 7	1
102045	Trakeostomikanyl Optima Voice Cuff med kuff, storlek 8	1
102046	Trakeostomikanyl Optima Voice Cuff med kuff, storlek 9	1
102047	Trakeostomikanyl Optima Voice Cuff med kuff, storlek 10	1
102053	Trakeostomikanyl Optima Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 6	1
102054	Trakeostomikanyl Optima Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 7	1
102055	Trakeostomikanyl Optima Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 8	1
102056	Trakeostomikanyl Optima Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 9	1
102057	Trakeostomikanyl Optima Suction med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 10	1
102063	Trakeostomikanyl Optima Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 6	1
102064	Trakeostomikanyl Optima Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 7	1
102065	Trakeostomikanyl Optima Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 8	1
102066	Trakeostomikanyl Optima Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 9	1
102067	Trakeostomikanyl Optima Suction Voice med kuff och sugkopplingsstycke, storlek 10	1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

08-430 09 80

info@steripolar.se

www.steripolar.se

09/2023