

PercuTrach®

Perkutan trakeostomiset




Steripolar
Taking care further

PercuTrach® PDT Set Type 1 är ett komplett set för perkutan trakeostomi innehållande ett dilatationsset och ett trakeostomikanylset.

PercuTrach® Dilatationsset 1

Förpackningsinnehåll:

- Fördilatator
- Punkturkanyl (14G)
- Dilatator (hydrofil beläggning)
- Kateterledare med säkerhetslås
- Ledare med behållare
- Gasbinda
- Spruta
- Skalpell



PercuTrach® Dilatationsset kommer utan handhållen obturator. Önskar du beställa PercuTrach® Dilatationsset inklusive handhållen obturator, vänligen kontakta oss för beställningsinformation.

Optima PercuTrach® Suction Voice

Förpackningsinnehåll:

- Ytterkanyl med lågtryckskuff, 15 mm-koppling och subglottisk sugfunktion
- Atraumatisk insättare
- 1 transparent ofenestrerad innerkanyl
- 1 vit, röntgentät innerkanyl utan fenestrering
- Obturator, perforerad
- Nackband
- Glidgel
- Talventil
- Dekanyleringshatt
- Sugkopplingsstycke



Optima PercuTrach® Trakeostomiset finns som:

Basic Cuff



Suction



Voice Cuff



Suction Voice



ProLine PercuTrach® Suction Voice

Förpackningsinnehåll:

- Ytterkanyl med bajonettfattning, tunnväggig lågtryckskuff i polyuretan (PU) och subglottisk sugfunktion
- Atraumatisk insättare
- 1 fenestrerad, röntgentät innerkanyl med blå bajonettfattning
- 1 röntgentät innerkanyl med vit bajonettfattning
- Obturator, perforerad
- Nackband
- Glidgel
- Talventil
- Dekanyleringshatt
- Sugkopplingsstycke
- Kil

ProLine PercuTrach®



ProLine PercuTrach® Trakeostomiset finns som:

Cuff



Suction



Cuff Voice



Suction Voice



Alla ProLine PercuTrach® Trakeostomiset finns även som XT – kontakta oss för beställningsinformation.

Priflex PercuTrach® Suction

Förpackningsinnehåll:

- Spiralförstärkt kanyl med en 15 mm-koppling, lågtryckskuff och individuellt justerbara vingar
- Atraumatisk insättare
- Obturator med sugfunktion, perforerad
- Nackband
- Glidgel

Priflex PercuTrach®



Priflex PercuTrach® Trakeostomiset finns som:

Cuff



Suction



Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning
102086	Dilatationsset PDT Set Type 1
112424	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Basic Cuff trakeostomikanyl), storlek 7
112425	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Basic Cuff trakeostomikanyl), storlek 8
112426	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Basic Cuff trakeostomikanyl), storlek 9
112434	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Voice Cuff trakeostomikanyl), storlek 7
112435	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Voice Cuff trakeostomikanyl), storlek 8
112436	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Voice Cuff trakeostomikanyl), storlek 9
112454	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 7
112455	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 8
112456	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 9
112444	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 7
112445	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 8
112446	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Optima PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 9
1031270	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 7
1031280	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 8
1031290	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 9
1031570	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff Voice trakeostomikanyl), storlek 7
1031580	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff Voice trakeostomikanyl), storlek 8
1031590	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Cuff Voice trakeostomikanyl), storlek 9
1031370	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 7
1031380	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 8
1031390	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 9
1031670	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 7
1031680	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 8
1031690	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + ProLine PercuTrach® Suction Voice trakeostomikanyl), storlek 9
102404	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 7
102405	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 8
102406	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Cuff trakeostomikanyl), storlek 9
102464	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 7
102465	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 8
102466	1 st komplett set (PDT Set Type 1 + Priflex PercuTrach® Suction trakeostomikanyl), storlek 9

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

www.steripolar.se

10/2023