

Videolaryngoskop

HugeMed



Steripolar
Taking care further

HugeMed videolaryngoskop är kompakt och lätt, med en stor och vridbar skärm. Enheten är uppladdningsbar och batteriet varar i 120 minuter på en enda laddning.

Videolaryngoskopet finns med både engångs- och flergångsblad. Flergångsblad kan steriliseras och användas upp till 1000 gånger.

Videolaryngoskop med skärm

HugeMed videolaryngoskop med skärm är ett kompakt och lätt videolaryngoskop som väger mindre än 350 g. Enheten är klar för omedelbar användning. Videolaryngoskopet har en stor och vridbar 3,5-tumsskärm. Displayen roterar 180°, har en automatisk avstängning och är tålig och enkel att rengöra. Enheten har en kamera med 2,0 megapixeloptik. Batteriet varar i 120 minuter vid kontinuerlig användning. Förväntad livstid på system är ca 3 år, men detta påverkas till stor del av användningsfrekvens. Enheten kan spela in video och ta stillbilder till ett inbyggt minneskort med 32G.

VL3R / VL3D

Videolaryngoskop med flergångs- eller engångsblad

Bredbildsskärm

3,5-tumsskärm med högupplöst bild, går att rotera upp/ner och höger/vänster 120°

Funktionsknapp

På/Av

Bildknapp

Ett snabbt tryck för stillbild och ett lite längre för att starta videoinspelning

Ergonomiskt handtag

USB-kabel

För nedladdning/ bildöverföring och batteriladdning

2.0 megapixeloptik

Anti-imfunktion, 6 LED-dioder och CMOS-kamera

Flergångsblad till VL3R

- 13 modeller av flergångsblad
- Flergångsblad kan resteriliseras och användas upp till 1000 gånger



Engångsblad till VL3D

- 5 modeller av engångsblad



Se tabell på sidan 6 för samtliga storlekar på flergångsblad.

Videolaryngoskop med skärm

VL3D/VL3R: Teknisk specifikation

Display	Storlek	3,5 tum
	Display	LCD
	Upplösning	640 x 480 (RGB)
	Bildstorlek	4:3
	Uppdateringsfrekvens	30FPS
	Belysning	LED
Data output	Lätt att etablera och förvara filer	
Bildutdata	USB	
Kamera	Upplösning	2.0 megapixeloptik
	Betraktarvinkel	60°
	Ljusstyrka	≥400LUX
Handtag	Bekvämt och ergonomiskt utformat	
Batteri	Batterityp	Uppladdningsbart litiumbatteri
	Användningstid	≥120–150 minuter
	Spänning	3,7 V
	Kapacitet	≥3200 mAh
	Livslängd	>300 cykler
	Laddningstid	>4–6 h

Portfölj levereras med:

- Videolaryngoskop
- Laddningskabel / USB-kabel
- Bruksanvisning
- 3 stycken valbara blad



Videolaryngoskop med extern skärm

HugeMed videolaryngoskop med extern skärm kan ersätta direkt laryngoskop för ökad visualisering av luftvägarna. Videolaryngoskop har utvecklats för att snabbare och enklare kunna etablera en säker luftväg via intubation. Vid ett korrekt handhavande och användande av videolaryngoskop minskar riskerna för patienten och bidrar till ökad patientsäkerhet. Med en tillhörande stabil ställning med hjul blir systemet lätt att flytta för att kunna användas där det behövs som mest.

VLRM / VLDM

Videolaryngoskop med separat skärm för multianvändning eller engångsbruk

Inspelning

Integrerad inspelning i realtid för förbättrad positionskontroll

Bredbildsskärm

Digital färgdisplay med LCD-upplösning

Bildknapp

Ett snabbt tryck för stillbild och ett lite längre för att starta videoinspelning

2.0 megapixeloptik

Anti-imfunktion med snabb uppvärmning för god linsfunktion och synlighet

Brett urval

Innovativa bladstorlekar, kurvaturer, utformning samt kameraposition

Bladstorlekar

Flergångsblad i 13 olika storlekar, engångsblad i 5 olika storlekar

Flergångsblad till VL4REX

- För användning med extern skärm
- Hyperkurverade
- Titanium



HT2



HT3



HT4



Engångsblad till VL4DEX

- För användning med extern skärm
- Hyperkurverade



HS2



HS3



HS4

Videolaryngoskop med extern skärm

VLM: Teknisk specifikation		
Typ	VLRM	VLDM
Display	8 tumms LCD-skärm med HD-kvalitet	
Bildupplösning	1024 x 768 (RGB)	
Kameraupplösning	2.0 megapixeloptik	
Betraktarvinkel	66°	
Ljusstyrka	≥400LUX	
Batterianvändningstid	120–150 min	
Batterikapacitet	6400 mAh	
Spänning	3,7 V	
Bladtyp	Flergångsblad	Engångsblad
Bladmaterial	SUS316L	PC
Kamerafunktion	En bild eller flera bildserier med ett knapptryck	
Anti-imfunktion	Startar när enheten är påslagen	
Bladstorlekar	Miller 00/0/1; Mac 1/2/3/4/5; MacD 1/2/3/4/5	Mac 1/2/3/4/5
HDMI/USB-port	Ja	
Koppling för display och handtag	Ja	
Tillbehör	Adapter, strömkabel, datakabel	
Bladdesinfektion	Se instruktioner för flergångsblad	Se instruktioner för engångsblad
Typ	VL4REX	VL4DEX
Display	8 tumms LCD-skärm med HD-kvalitet	
Bildupplösning	1024 x 7688 (RGB)	
Betraktarvinkel	66°	62°
Batterianvändningstid	120–150 min	
Batterikapacitet	6400 mAh	
Bladtyp	Flergångsblad	Engångsblad
Bladmaterial	Titanium	ABS+PC
Bladstorlekar	HT2, HT3, HT4	HS, HS3, HS4
HDMI/USB-port	Ja	
Koppling för display och handtag	Ja	
Tillbehör	Adapter, strömkabel, datakabel	

Laryngoskopblad och tillbehör

Engångsblad

Bladmodell	Storlek (L x B x H)	Avsedd för
Mac 1	95 x 28 x 12,5	Spädbarn
Mac 2	110 x 29 x 13	Barn
Mac 3	120 x 27 x 13	Vuxen
Mac 4	135 x 22 x 14	Svår intubation (obesitas)
Mac 5	120 x 29 x 16	Svår intubation



Flergångsblad

Bladmodell		Storlek (L x B x H)		Avsedd för
Miller 00		72 x 16 x 30		Prematura
Miller 0		84 x 17 x 30		Nyfödda
Miller 1		110 x 18 x 30		Spädbarn
Mac 1	MacD 1	101 x 18 x 34	96 x 18 x 34	Spädbarn
Mac 2	MacD 2	117 x 23 x 37	115 x 22 x 50	Barn
Mac 3	MacD 3	130 x 24 x 39	127 x 22 x 34	Vuxen
Mac 4	MacD 4	138 x 26 x 49	136 x 22 x 57	Svår intubation (obesitas)
Mac 5	MacD 5	150 x 25 x 52	147 x 22 x 59	Svår intubation



Tillbehör för videolaryngoskop med extern skärm

- 8 tums LCD-skärm med HD-kvalitet
- Mobil ställning
- Kabel mellan handtag och display
- Handtag för engångsblad
- Handtag för flergångsblad
- Ledare med låsfunktion mot endotrakeltub
- Ledare utan låsfunktion mot endotrakeltub
- Prehospital väska med fönster för skärm





Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
VL3D	Videolaryngoskop för engångsblad, inkl 3 st engångsblad	1
VL3R	Videolaryngoskop för flergångsblad, inkl 3 st flergångsblad	1
VLDM	Videolaryngoskophandtag för engångsblad, inkl. 8-tumsskärm, kabel och 3 st laryngoskopblad	1
VLRM	Videolaryngoskophandtag för flergångsblad, inkl. 8-tumsskärm, kabel och 3 st laryngoskopblad	1
VL4DEX	8-tumsmonitor / skärm inkl. HS2, HS3 och HS4 engångs laryngoskopblad	1
VL4REX	8-tumsmonitor / skärm inkl. HT2, HT3 och HT4 flergångs titantium laryngoskopblad	1
MAC1DII	MAC 1, engångs, steril	50
MAC2DII	MAC 2, engångs, steril	50
MAC3DII	MAC 3, engångs, steril	50
MAC4DII	MAC 4, engångs, steril	50
MAC5	MAC 5, engångs, steril, för svår intubation	50
101025500	MAC 2, engångsblad med underliggande kanal	40
101025600	MAC 3, engångsblad med underliggande kanal	40
101025700	MAC 4, engångsblad med underliggande kanal	40
101025800	MAC 5, engångsblad med underliggande kanal	40
HS2	Hyperkurverad, engångsblad för användning med skärm	1
HS3	Hyperkurverad, engångsblad för användning med skärm	1
HS4	Hyperkurverad, engångsblad för användning med skärm	1
Miller00	Millerblad, flergångs	1
Miller0	Millerblad, flergångs	1
Miller01	Millerblad, flergångs	1

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
RMAC1	MAC 1, Macintosh, flergångs	1
RMAC2	MAC 2, Macintosh, flergångs	1
RMAC3	MAC 3, Macintosh, flergångs	1
RMAC4	MAC 4, Macintosh, flergångs	1
RMAC5	MAC 5, Macintosh, flergångs	1
RMACD1	Hyperkurverad MAC 1, flergångs	1
RMACD2	Hyperkurverad MAC 2, flergångs	1
RMACD3	Hyperkurverad MAC 3, flergångs	1
RMACD4	Hyperkurverad MAC 4, flergångs	1
RMACD5	Hyperkurverad MAC 5, flergångs	1
HT2	Hyperkurverad, flergångsblad titanium för användning med skärm	1
HT3	Hyperkurverad, flergångsblad titanium för användning med skärm	1
HT4	Hyperkurverad, flergångsblad titanium för användning med skärm	1
210006500	8-tumsmonitor / skärm	1
210014900	Laryngoskophandtag för engångsblad	1
210014800	Laryngoskophandtag för flergångsblad	1
101026000	MAC 1, handtagsskydd i silikon	20
101026100	MAC 2, handtagsskydd i silikon	20
101026200	MAC 3, handtagsskydd i silikon	20
101026300	MAC 4, handtagsskydd i silikon	20
101026400	MAC 5, handtagsskydd i silikon	20
210013200	Mobil laryngoskopställning för monitor och handtag	1
210006300	Hyperangulerad / Förformad flergångsledare i metall med koppling till tub utan låsning <i>Till ETT 6,0 eller större</i>	1
210003500	Hyperangulerad / Förformad flergångsledare i metall med koppling till tub med låsning <i>Till ETT 6,0 eller större</i>	1
105015200	B EMS Bag 3.5 Prehospital blå väska med fönster för skärm	1
9000100	HugeMed-batteri	1
200014200	Kabel mellan skärm och laryngoskophandtag	1

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

1/2024