

QView

Positioneringskuddar för bukläge



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder bannbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värderbjudande *Taking care further* i vårt dagliga arbete.

QView – en lätt, stabil och latexfri positioneringskudde

QView positioneringskuddar för bukläge ger extra säkerhet för patienten under operation. Kuddarna är utformade för att stödja patientens huvud och bibehålla bästa möjliga anatomiska placering.

Kuddens utformning med en vidhäftande spegel och flera öppningar möjliggör god övervakning av och åtkomst till patientens

ansikte, samtidigt som stöd ges för endotrakealtuben.

Vissa av QView positioneringskuddar har ett extra skydd för känslig hud – ett lager av 3M biokompatibelt material finns placerat på de punkter som är i kontakt med huden och som utsätts för det största trycket i ansiktet.



Egenskaper

- Engångs
- För vuxna och barn
- Vit / Rosa
- Förvaras i 0-60°C och skyddas från direkt solljus
- Material: Polyuretan eller memoryskum
- Material mot huden: 3M micromaterial
- Spegelmateriel: Akryl
- QVIEWP och QVIEWPS passar till ProneView®
- Justerbara ställningen QRACK passar till QVIEW3S

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Mått (cm) L/B/H	Spegelstorlek (cm) L/B/H	Antal / förpackning
QRACK	Justerbar ställning till QVIEW3S			1
QVIEWPINK	Positioneringskudde för bukläge, vuxen, 3M micromaterial	30,5 x 24,5 x 15	25 x 20 x 0,165	6
QVIEW3	Positioneringskudde för bukläge, vuxen, 3M micromaterial	30,5 x 24,5 x 12	25 x 20 x 0,165	8
QVIEW3S	Positioneringskudde för bukläge, vuxen, memorymaterial	30,5 x 24,5 x 12	25 x 24 x 0,165	8
QVIEWJS	Positioneringskudde för bukläge, barn, memorymaterial	24,4 x 19,6 x 12	25 x 20 x 0,165	8
QVIEWP	Positioneringskudde för bukläge, vuxen. 3M micromaterial	30,5 x 24,5 x 12	25 x 20 x 0,165	8
QVIEWPS	Positioneringskudde för bukläge, vuxen, memorymaterial	30,5 x 24,5 x 12	25 x 24 x 0,165	8

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

5/2024