

Patientsäker nålfri koppling för hemodialys

Tego™ tryckavlastningsventil



Steripolar
Taking care further

Minskar kateterrelaterade
infektioner med 10–12 %

Hjälper passivt till att
minska stickskador

Validerad för kontinuerlig användning
hos patienter i upp till 7 dagar

Tego™ tryckavlastningsventil för hemodialys

Den nålfria hemodialyskopplingen Tego är designad för att skydda patientens katetrar från kontaminering och kateterrelaterade infektioner under hemodialys och aferes. Kopplingarna är sterila och individuellt förpackade.

Funktionella egenskaper

- Rak vätskebanan som klarar flödeshastigheter över 600 ml/min
- Validerad för kontinuerlig användning hos patienter i upp till 7 dagar
- Silikontätningen förblir stängd och blockerar vätskebanan tills den aktiveras

Kliniska fördelar

- Minskar kateterrelaterade infektioner med 10–12 %
- Nålfria ventiler som stänger kateterspetsen och skapar ett mekaniskt slutet system som förhindrar att bakterier tränger in i katetern
- Hjälper passivt till att minska stickskador
- Möjliggör spolning med koksaltlösning.
Koksaltspolning hjälper till att minska riskerna och kostnaderna associerade med användning av heparin.



Medicinteknisk produkt. Tillverkare ICU Medical. **CE 0050**

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
011D1000	Tryckavlastningsventil Tego	100

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485

9/2024