

Fekal uppsamlingspåse

Diarflex®



Steripolar


Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.


Fekal uppsamlingspåse

Diarflex® fekal uppsamlingspåse för hygienisk avledning av flytande och halvflytande avföring samt säker insamling för användning hos sängliggande, orörliga eller inkontinenta patienter.

- Hämmar obehaglig lukt tack vare det integrerade aktiva kolfiltret
- Minimerar kontakt med avföring
- Minskar dermatologiska komplikationer (inklusive trycksår)
- Hög bärbekomfort tack vare hydrokolloidplåster som är skonsamt mot huden och absorberar fukt
- Den tunna utformningen av hydrokolloidplåstret ger hög flexibilitet och utmärkt vidhäftning
- Återförslutningsbar port för tömning av flytande avföring och för anslutning av uppsamlingspåsar vid långtidsanvändning
- Förenklar beräkning av vätskeförlust
- Uppsamlingsvolym: 1000 ml



Skonsam mot huden
tack vare hydrokolloidplåster



Hämmar lukt
med aktivt kolfilter



Öppningsbar
port med lock

Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
20775	Diarflex® Fekaluppsamlingspåse 1000 ml	10

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se