

Hygienska stödkuddar för nyfödda

Sleep Angel stödkuddar



Steripolar

Taking care further

Tack vare sina unika egenskaper lämpar sig de hygieniska positioneringskuddarna utmärkt för att stödja vård som främjar nyföddas utveckling samt för att underlätta en bra amningsposition.

SleepAngel MESI stödkuddar för nyfödda

Med hygieniska positioneringskuddar kan spridning av infektioner förebyggas. Kudden har ett högkvalitativt och mjukt överdragstyg som är vattentätt och inte släpper igenom sjukdomsalstrande mikroorganismer. De svetsade sömmarna (utan nålhål) kompletterar skyddet. Det patenterade PneumaPure™-filtret släpper in och ut ren luft, men förhindrar att patogener tar sig in i kudden.

Formbara MESI-positioneringskuddar för nyfödda – S, M, L

- Kuddarnas form och fyllningsmaterial är utformade för att stödja nyföddas behov
- Kuddarna kan formas efter önskemål och behåller sin form tills de formas om
- Fyllningsmaterialet bidrar till att fördela trycket över en större yta, vilket förhindrar hudskador och uppkomst av trycksår



Baby Bumper för nyfödda – stödkudde

- Vadderad stödkudde för nyfödda som ger stöd för en rede-liknande position.



FloLock amningskudde, S, M

- Amningskudde med formbar EPS-pärlfyllning för att stödja en bra amningsposition



Medicinteknisk produkt. Tillverkare: Gabriel Scientific OÜ. 

Beställningsinformation

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Storlek	Antal / fp
3015006	MESI FLOFORM stödkudde för nyfödda	S 19 x 27 cm	32*
3015007	MESI FLOFORM stödkudde för nyfödda	M 24 x 38 cm	15*
3015008	MESI FLOFORM stödkudde för nyfödda	L 48 x 63 cm	5*
3012101	FloLock formbar amningskudde	S	4*
3012109	FloLock formbar amningskudde	M	4*
3015010	Stödkudde Baby Bumper för nyfödda	85 x 9 x 5,5 cm	20*

* Går även att beställa styckvis.

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss
info@steripolar.se
018-430 09 80

steripolar.se